


CorDx® Kombinations-Antigentest auf Influenza A/B+COVID-19/RSV (4-in-1 Selbsttest)

zum qualitativen und differenzierten Nachweis von Nukleokapsidprotein-Antigenen von Influenza A (einschließlich des Subtyps H1N1), Influenza B, SARS-CoV-2 und dem Respiratorischen Synzytial-Virus in Nasenabstrichproben



Produkt

CorDx 4-in-1 Kombitest auf Influenza A/B+COVID-19/RSV:
CE-zertifizierter Selbsttest (CE 2934)

Verpackung

Verpackungseinheiten: 1 Test/Box, 5 Tests/Box, 600 Tests/Karton

Verwendungszweck

Bei dem den CorDx Kombitests handelt es sich um ein immunochromatographisches In-vitro-Diagnostik-Assay für den qualitativen Nachweis von Nukleokapsidproteinen aus Nasenabstrichproben. Der Test ist gedacht für Personen mit Symptomen und Verdacht auf einen respiratorischen Infekt und basiert auf der kolloidalen Goldmethode. Der CorDx Kombitest verfügt über zwei parallele Teststreifen, Auswertung und Anwendung bitte unbedingt die beiliegende Gebrauchsanweisung beachten.

Bestandteile

1. Testkassette
2. Probensammelröhrchen mit Probenverarbeitungslösung
3. Steriler Tupfer (für die Probenentnahme)
4. Gebrauchsanweisung

Lagerung und Haltbarkeit

1. Lagerung: Lagerung bei 2~30°C.
2. Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellung
3. Die Testkassette muss innerhalb von 1 Stunde nach Öffnung der Folienverpackung verwendet werden.

Ihre Vorteile im Überblick:

- Anterior-nasal (kurze Nase!) Selbsttest
- 4-in-1 Selbsttest: auf Influenza A/B+COVID-19/RSV
- SARS-CoV-2: Alpha, Delta & Omicron Varianten, BA.4 und BA.5
- Leicht zu bedienen, Ergebnis in 15 Minuten
- Alle Testkomponenten sind enthalten
- Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellung
- CE-zertifiziert als Selbsttest zur Eigenanwendung

CorDx® Kombinations-Antigentest auf Influenza A/B+COVID-19/RSV

4-in-1 Schnelltest zum Nachweis von Influenza A, Influenza B, RSV und SARS-CoV-2 in Nasenabstrichproben

Produkt	Zertifizierung	Influenza A	Influenza B	COVID-19	RSV	Packungsgröße
CorDx Kombinations-Antigentest	CE 2934	Gesamtkoinzidenz rate 99,43 %	Gesamtkoinzidenz rate 99,15 %	Gesamtkoinzidenz rate 97,86 %	Gesamtkoinzidenz rate 99,14 %	1 Tests/Box 5 Tests/Box 600 Tests/Karton

Nähere Informationen und Anfragen:

Mag. Gerald Neumair, gn@alpstar.at, M: +43-664-4101918

Hr. GF Thomas Lachmann, TL@alpstar.at, M: +43-664-2453397

ALPSTAR Medical Products, eine Unternehmung der ALPSTAR Beteiligungs GmbH | GERLGASSE 2 | 1030 VIENNA | AUSTRIA
HG Wien, FN 457054p | UID ATU 71406203